

Scotch test

Réalisation du prélèvement :

- Décoller le scotch transparent de son support
- Appliquer le côté adhésif sur la marge anale en la dépliant au maximum et maintenir le scotch en appuyant quelques secondes.
- Retirer le scotch et l'étaler sur sa partie adhésive sur la lame de microscope, bien à plat au milieu, sans déborder (ne pas plier le scotch en dessous de la lame).
- Placer la lame dans l'étui porte lame en identifiant à votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
- Envoyer la lame au laboratoire sans délai particulier (bonne conservation des œufs)